

Agarose

货号: RM02852

规格: 100g

◆ 产品描述

琼脂糖作为凝胶电泳常用支持物，其纯度会直接影响 DNA 的分辨能力及电泳结果的清晰度。ABclonal Agarose 琼脂糖是标准熔点琼脂糖，专为常规分离分析而设计，可分离 50~15,000bp 范围内的核酸片段。

◆ 保存条件

常温保存。

◆ 产品特性

不同目的片段大小对应琼脂糖浓度表:

琼脂糖浓度	理想线形 DNA 分辨范围 (bp)	
	1×TAE	1×TBE
0.6%	1200~15000	1200~12000
0.8%	1000~10000	1000~12000
1.0%	200~10000	100~10000
1.2%	100~8000	100~5000
1.5%	100~5000	50~3000
2.0%	50~3000	50~3000
2.5%	50~3000	50~2000