

Coomassie brilliant blue R250

货号: RM00008

规格: 5g/10g

◆ 产品描述

Coomassie brilliant blue R250, 中文名为考马斯亮蓝 R250, 简称 R250, 分子式 $C_{45}H_{44}O_7H_3S_2Na$, 分子量为 825.97, 分析纯。考马斯亮蓝 R250 是通过范德瓦尔键与蛋白质结合, 尤其适用于 SDS 电泳微量蛋白质染色。它与不同蛋白质结合呈现出基本相同的颜色, 并且在比较宽的范围内 (15~20 g), 扫描峰的面积与蛋白量呈线性关系。

◆ 保存条件

常温保存。

◆ 注意事项

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套、口罩操作。