

Filter Paper (7.5×10cm)

货号: RM00019

规格: 20 pcs/100pcs

◆ 产品描述

这种滤纸是一种预裁切的可以直接用于 Western、Northern、Southern、EMSA 等蛋白或核酸转印的滤纸。本转印滤纸的材质为 100%纯度的棉纤维素, 不含任何添加剂, 表面平整, 质地均一, 不含任何干扰实验结果的杂质, 结果重现性好。本转印滤纸可以耐受用于蛋白和核酸印迹中的甲醇、乙醇及其它有机试剂。滤纸厚度约为 0.4mm, 预切割为 7.5×10cm 大小, 无需自行裁切, 使用时更加便捷。

转膜时的推荐使用量为每侧 1~3 片。如果转印槽中多孔垫(Foam Pad, 也称海绵垫)长时间使用后厚度明显减小, 可以适当增加转印滤纸的用量。

◆ 保存条件

干燥密封保存。

◆ 注意事项

- 1、由于本转印滤纸的尺寸略大于胶和印迹膜, 适用于湿转。如果用于半干转或干转, 为了避免短路, 请自行裁剪成与胶和印迹膜一样大小。
- 2、本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。