

## WB 一抗稀释液

货号：RM02954

规格：100mL

### ◆ 产品简介

本产品为高效一抗稀释液，含有多种抗体保护组分，可以增加抗体的活性和稳定性，减少抗体的非特异性结合，提高 WB 实验的特异性和灵敏度。总体效果显著优于传统的基于 BSA(牛血清白蛋白)、脱脂奶粉等的一抗稀释液，可以用于 WB 实验中一抗的稀释和配制。

### ◆ 保存条件

4°C保存 12 个月。

### ◆ 产品特点

稳定高效：用本产品稀释和配制的一抗可以在 4°C保存和使用不少于 6 个月，并且可以反复多次用于 WB 实验，可以有效节约一抗；

背景极低：不含血清，确保极高的信噪比；

方便快捷：直接用于一抗的稀释，无需添加其它试剂。

### ◆ 使用方法

直接用本产品对一抗进行适当倍数的稀释，按照每次一抗稀释需要 10mL WB 一抗稀释液计算，100mL 规格本产品可稀释 10 次一抗。经处理后的一抗可回收于 4°C进行保存，多次重复使用，直至不能达到

理想结果后丢弃。

◆ **注意事项**

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
- 2、本产品仅限科研使用。