

Streptavidin-HRP Concentrated (100x)

货号：RM17481

◆ 产品描述

本产品为链霉亲和素，链霉亲和素是一种可与亲和素结合并能使底物变色的试剂。可用于 ELISA。

◆ 产品成分

HRP/Streptavidin Ratio(w/w)（结合之前）： 2/1

成分	浓度
甘油	0.1%
柳硫汞	0.000025%
HRP 稳定剂	50%

◆ 保存条件

2-8°C保存，6 个月。

◆ 操作说明（仅供参考）

- 1、加入标准品孵育及生物素标记的抗体孵育后，去除酶标板中液体，洗涤后加入稀释的链霉亲和素，37°C孵育 30 分钟。
- 2、去除酶标板中液体，洗涤后加入底物（TMB）显色，室温 15-30 分钟。
- 3、加入酸性溶液停止反应，使用酶标仪在 450nm 处读取吸光值。若可以设置双波长，可设置 630nm 或 570nm 作为校准波长。

◆ 注意事项

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。避免摄入和接触皮肤、眼睛和黏膜。